



СИНЕРГИЧЕН РАЗТВОР НА ОСНОВАТА НА ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ В ЕДНА СЪПКА

Incidin™ OxyFoam NG & Incidin™ OxyWipe NG

ГОТОВИ ЗА УПОТРЕБА ПРОДУКТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Съвременната формулация на Incidin™ OxyFoam NG и OxyWipe NG осигурява ползите от патентования* разтвор на водороден пероксид, комбинирани със синергичния ефект на феноксиетанола, водещи до:

- Ефикасна формулация без парфюм и оцветител
- Почистване и дезинфекция в една стъпка, осигуряващи видимо чиста повърхност
- Формулация на основата на биоразградими съставки

Поради свойствата си Incidin OxyFoam NG и OxyWipe NG са подходящи за приложение върху различни видове повърхности в здравните заведения и са идеалният продукт за интензивни отделения и други високо рискови зони.

Това дава възможност продуктите да бъдат прилагани в практиката, както е предвидено във Вашите протоколи, осигурявайки резултатите от дезинфекция и ниво на изпълнение на задължителните изисквания за постигане на ефикасна дезинфекция, ограничаваща разпространението на патогени.



*Европейски патент EP1987121

ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™

Incidin™ OxyFoam NG

ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА РАЗТВОР ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

ЕФИКАСЕН

- Широк спектър на действие и кратки експозиционни времена в комбинация с щадащо почистващо действие

БЕЗОПАСЕН

- Съвместимост с различни видове материали, включително с чувствителни на алкохол повърхности като ABS, PMMA плексиглас

ЛЕСЕН ЗА УПОТРЕБА

- Почиства & дезинфектира в една стъпка

СВОЙСТВА

- Плътна пяна за по-добро прилепване към повърхността (750 ml)
- Може да се използва в комбинация със Системата от сухи кърпи (Incidin Dry Wipes System) (5L)

МИКРОБИОЛОГИЧНИ ДАННИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРЕПАРАТА КАТО МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ И БИОЦИД

ЕФИКАСНОСТ	ВРЕМЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Дезинфекция на повърхности съгл. VАН метод 2015 (вкл. EN 16615), мръсни условия	
Бактерициден, дрождециден	1 мин.
EN 16615* (бактерициден, дрождециден)	1 мин.
EN 16615* (фунгициден)	5 мин.
EN 16615* (туберкулоциден/микобактерициден)	15 мин.
EN 13727* (бактерициден)	1 мин.
EN 13624* (дрождециден)	2 мин.
EN 13624* (фунгициден)	15 мин.
EN 14348* (туберкулоциден/микобактерициден)	30 мин.
EN 14476* (вируси с обвивка)	5 мин.
EN 14476** (ограничен вирусоциден спектър)	30 мин.
EN 14476** Adenovirus	30 мин.
EN 14476**/ Norovirus (MNV)	30 мин.
EN 14476* Polyomavirus SV 40	5 мин.
EN 14476* Rotavirus	5 мин.
Ефикасен спрямо вируси с обвивка съгл. RKI препоръките 10/2022***	30 сек.

* мръсни условия ** чисти условия *** DVV 2015 Суспензионен тест

ПОЛЗВАЙТЕ МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ И БИОЦИДИТЕ БЕЗОПАСНО

Винаги четете етикета и информацията за продукта.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ



Медицинско изделие:

Готов за употреба разтвор за дезинфекция и почистване на повърхности на неинвазивни и непотопяеми медицински изделия съгласно Директива 93/42/ЕИО.

Биоцид:

Готов за употреба биоциден разтвор за дезинфекция и почистване на общи повърхности.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

За опаковка 6x750ml:

Готов за употреба разтвор.

Намокрете внимателно, като се уверите, че препаратът е покрил цялата повърхност, избършете с чиста кърпа и оставете да изсъхне. Или, нанесете продукта върху чиста кърпа, избършете повърхността и оставете да изсъхне. Спазвайте посоченото време на въздействие и условията, необходими за постигане на желаното антимикробно действие. Да не се използва върху повърхности, чувствителни към окислителни, като мрамор, мед или месинг.

Медицинско изделие:

Не е необходимо изплакване, освен за зоните, влизащи в контакт с кожата или лигавиците. Моля, вижте указанията на производителя на медицинските изделия, отнасящи се до тяхното почистване и дезинфекция.

За опаковка 2x5L туби:

Готов за употреба разтвор, който се комбинира със Системата от сухи кърпи, Incidin Dry Wipes System (подробни инструкции за подготвяне на сухите кърпи са посочени на опаковката им).

Избършете внимателно, като се уверите, че препаратът е покрил цялата повърхност и оставете да изсъхне. Спазвайте посоченото време на въздействие, необходимо за постигане на желаното антимикробно действие. Да не се използва върху повърхности, чувствителни към окислителни, като мрамор, мед или месинг.

Медицинско изделие:

Не е необходимо изплакване, освен за зоните, влизащи в контакт с кожата или лигавиците. Моля, вижте указанията на производителя на медицинските изделия, отнасящи се до тяхното почистване и дезинфекция.

СЪСТАВ

Водороден пероксид (CAS 7722-84-1): 2.0 g/100g;
Феноксиетанол (CAS 122-99-6): 0.5 g/100g

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Съхранение между +5°C и +25°C.

Срок на годност след първото отваряне:
Дата на изтичане на срока на годност.



САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

Incidin™ OxyWipe NG

ГОТОВИ ЗА УПОТРЕБА КЪРПИЧКИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

ЕФИКАСНИ

- Широк спектър на действие и кратки експозиционни времена в комбинация с щадащо почистващо действие

БЕЗОПАСНИ

- Съвместимост с различни видове материали, включително с чувствителни на алкохол повърхности като ABS, PMMA плексиглас

ЛЕСНИ ЗА УПОТРЕБА

- Почистват & дезинфекцират в една стъпка

СВОЙСТВА

- Висококачествен материал на кърпичките от нетъкан текстил от полипропилен (50 gsm) за ефективно приложение

МИКРОБИОЛОГИЧНИ ДАННИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРЕПАРАТА КАТО МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ И БИОЦИД

ЕФИКАСНОСТ	ВРЕМЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Дезинфекция на повърхности съгл. VAH метод 2015 (вкл. EN 16615), мръсни условия	
Бактерициден, дрождециден	1 мин.
EN 16615* (бактерициден, дрождециден)	1 мин.
EN 16615* (фунгициден)	5 мин.
EN 16615* (туберкулоциден/микобактерициден)	15 мин.
EN 13727* (бактерициден)	1 мин.
EN 13624* (дрождециден)	2 мин.
EN 13624* (фунгициден)	15 мин.
EN 14348* (туберкулоциден/микобактерициден)	30 мин.
EN 14476* (вируси с обвивка)	5 мин.
EN 14476** (ограничен вирусоциден спектър)	30 мин.
EN 14476** Adenovirus	30 мин.
EN 14476** Norovirus (MNV)	30 мин.
EN 14476* Polyomavirus SV 40	5 мин.
EN 14476* Rotavirus	5 мин.
Ефикасен спрямо вируси с обвивка съгл. RKI препоръките 10/2022***	30 сек.

* мръсни условия ** чисти условия *** DVV 2015 Суспензионен тест

ПОЛЗВАЙТЕ МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ И БИОЦИДИТЕ БЕЗОПАСНО

Винаги четете етикета и информацията за продукта.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ



Медицинско изделие:

Готови за употреба кърпички за дезинфекция и почистване на повърхности на неинвазивни и непотопяеми медицински изделия съгласно директива 93/42/ЕИО.

Биоцид:

Готови за употреба кърпички, напоени с биоцид, предназначени за дезинфекция и почистване на общи повърхности.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Готови за употреба кърпички.

Вземете една кърпичка. Избършете внимателно, като се уверите, че е осигурен контакт на препарата с цялата повърхност и оставете да изсъхне. Спазвайте посоченото време на въздействие и условията, необходими за постигане на желаното антимикробно действие. Затворете капака след употреба. Да не се използва върху повърхности, чувствителни към окислителни, като мрамор, мед или месинг.

Медицинско изделие:

Не е необходимо изплакване, освен за зоните, влизащи в контакт с кожата или лигавиците.

Моля, вижте указанията на производителя на медицинските изделия, отнасящи се до тяхното почистване и дезинфекция.

СЪСТАВ

Разтвор за импрегниране: 100g съдържат следните активни вещества: Водороден пероксид (CAS 7722-84-1): 2.0 g; Феноксиетанол (CAS 122-99-6): 0.5 g

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Съхранение между +5°C и +25°C.

Срок на годност след първото отваряне: 3 месеца.



САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

Incidin™ OxyFoam NG

ОПАКОВКА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

ПРОДУКТ	РАЗФАСОВКА	АРТИКУЛЕН НОМЕР
Incidin™ OxyFoam NG	6 x 750ml	3137196
Incidin™ OxyFoam NG	2 x 5L	3137296

Incidin™ OxyWipe NG

ОПАКОВКА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

ПРОДУКТ	РАЗФАСОВКА	АРТИКУЛЕН НОМЕР
Incidin™ OxyWipe NG	6 x 100 кърпички (20 x 20 cm)	3114130
Стенен дозатор за Incidin™ OxyWipe NG (неръждаема стомана)	6 x 1	100 338 77
Стенен държач за опаковки с импрегнирани кърпички (здрав полипропилен)	12 x 1	100 576 86